

Användnings- och bruksanvisning Stimulite® madrass

Användningsområde

Stimulite® madrasser och bäddmadrasser är tillverkade för att förebygga och behandla trycksår

Bruksanvisning

Din Stimulite **madrass** kommer i två delar. Lägg samman basdel (grå) och överdel (flerfärgad). Cellerna i den flerfärgade delen skall vara öppna uppåt. Övermadrassen är märkt med huvud och fotända samt upp och ner. För undermadrassen spelar det ingen roll hur den ligger. Sätt på inkontinensöverdraget. Placera enheten i sängen.

Din Stimulite **bäddmadrass** kommer i ett stycke. Tag av emballaget välj önskat överdrag och rulla därefter bäddmadrassen ovanpå undermadrassen. Cellerna i madrassen skall ha den öppna sidan upp. Bäddmadrassen och överdragen har fästianordningar för att fästa bäddmadrass i sängen. Dessa finns för att madrassen skall ligga still samt att de ger en möjlighet att evakuera en person liggande vid nödläge. Fäst banden på madrasskärnan i sänggavel alternativt inkontinensöverdragets elastiska band i undermadrassen. Justera vid behov.

Användningsinstruktion

Stimulite **madrass** är tänkt att använda direkt på sängbotten. Stimulite **bäddmadrass** är tänkt att använda i kombination med en annan madrass.

För bästa behandlingseffekt. Använd enbart ett löst spänt lakan över madrasskärnan. Eller vår mjuka bomullshätta COVST4080 (passar alla madrasskärnor). För att skydda undermadrassen eller sängbotten mot kroppsvätskor etc. kan man använda vår fuktuppsamlare (INMATT3227) som består av 68% polyester, 30% bomull, 2% polyolefin, som då placeras under madrassen. Vid köp av komplett madrass lägg detta skydd mellan de båda madrassdelarna.

Har man behov av inkontinensskydd som standard levereras madrasserna med ett överdrag (inkontinensöverdrag) som andas men ändå står emot väta (COVIN3380, 3480 4380B och 3680

3680B) alla består av 58% Polyuretan, 42% Polyester. Olika storlekar för olika madrasskärnorna.)

Har man behov av ytterligare komfort, exempelvis om hud, finns ett resåröverdrag i bomull, mjukt bomullsöverdrag (COVST4080) som består av 91% bomull, 9 % elastan en storlek passar alla madrasskärnor. Det släpper igenom luft och ger extra komfort till ömma kroppsdelar.

Tvättinstruktioner/Rekonditionering

Bäddmadrass: lossa kardborrebanden och tag ut madrassen ur överdraget. Är madrasskärnan dammig går det bra att dammsuga eller blåsa ren den med tryckluft. När man sedan tvättar i tvättmaskin, Vänder eller rulla madrassen så att de öppna cellerna kommer ut mot trumman. Använd tvättmedel utan blekmedel och tvätta madrassen ensam i tvättmaskin. Är bäddmadrassen lätt smutsad tvätta i 40°. Vid hård smutsning tål bäddmadrassen 60° i max 30 minuter.

Bäddmadrassen kan även tvättas i badkaret duschas eller tvättas med slang. Detta gäller även madrassbasen till den kompletta madrassen som inte låter sig böjas för att tvätta i maskin. Låt madrasskärnan lufttorka. Behöver Du torka madrasskärnan snabbt använd handdukar, hårtork, element eller torktumlare, ca 30 minuter (kallt). Madrasskärnan tål desinfektion typ Virkon. Spruta det då på madrasskärnan alternativt lägg hela madrasskärnan i ett kar 10 minuter med utspädd lösning. Spola efter med vatten.

Inkontinensöverdragen (COVIN) kan tvättas i vanlig maskin 95 grader och torktumlas. Använd mild tvättmedel utan blekmedel. Inkontinensöverdraget kan även torkas av med ytdesinfektion.

Fuktuppsamlaren (INMATT3227) kan tvättas i vanlig maskin 95 grader och torktumlas. Använd mild tvättmedel utan blekmedel.

När produkten är förbrukad lämnas den till plaståtervinningen.

Flamsäkerhet

Överdragen uppfyller EN 533:1997index 1/5 x75.

1(2) 2018-06-20

Göran Sjädens Rehab Distribution AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel 031-521895,
www.rehabshop.se, order@rehabshop.com



Användnings- och bruksanvisning Stimulite® madrass

Kärnan i bäddmadrass och madrass är behandlade för att inte brinna med öppen låga. Samtliga StimuLITE produkter är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16.

Garanti

Alla StimuLITE madrasskärnor är CE-märkta och har 3 (tre) års garanti. Garantin inkluderar skador som beror på tillverkning eller materialfel. Garantin täcker inte onormalt handhavande och förslitningsskador, eller skador som uppstått i samband med tvätt eller torkning då tvättråd inte följts.

Teknisk data

Madrass 100% Termoplastiskpolyuretan TPU

Bäddmadrass:100% Termoplastisk polyuretanTPU

Vikt:	12 kg
Höjd:	12 cm
Bredd:	82,5, 85 eller 90 cm
Längd:	200 cm

Vikt:	6 kg
Höjd:	7 cm
Bredd:	82,5, 85 eller 90 cm
Längd:	200 cm

Artikelnr	Namn	Består av
3ZON85B	Komplett madrass 85x200x12 cm i två delar båda i 100% TPU	Basdel (FOUNDATION34) och bäddmadrass (GSR00067) i ett inkontinsöverdrag. (COVIN3480B) Komplett med evakueringsband. Levereras i bärväska (BAG).
3ZON90B	Komplett madrass 90x200x12 cm i två delar båda i 100% TPU	Basdel (FOUNDATION35) och bäddmadrass (GSR00024) i ett inkontinsöverdrag. (COVIN3580B) Komplett med evakueringsband. Levereras i bärväska (BAG).
3ZON825	Bäddmadrass 82,5x200x7 cm	Bäddmadrass (GSR00056) med inkontinensöverdrag (COVIN3380). Komplett med evakueringsband. Levereras med bärväska (BAG).
3ZON85	Bäddmadrass 85x200x7 cm	Bäddmadrass (GSR00067) med inkontinensöverdrag (COVIN3480). Komplett med evakueringsband. Levereras med bärväska (BAG).
3ZON90	Bäddmadrass 90x200x7 cm	Bäddmadrass (GSR00024) med inkontinensöverdrag (COVIN3580). Komplett med evakueringsband. Levereras med bärväska (BAG).

Om Du upplever olägenheter med Din Bäddmadrass eller madrass, avbryt användningen och kontakta Din läkare eller terapeut.

Lycka till med Din StimuLITE produkt!

Göran Sjädens Rehab Distribution AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel 031-521895,
www.rehabshop.se, order@rehabshop.com

2(2) 2018-06-20

