



# StimuLITE®

## ON TOP ÖVERDRAG



### FÖR TRYCKUTJÄMNING OCH ÖKAD SITTKOMFORT

Sätt Stimulite® On Top på en rullstolsdyna eller arbetsstol, och upplev omedelbart hur din sittdyna blir luftigare och håller värme och fuktnivå på en låg nivå.

On Top överdraget har en inbyggd StimuLITE-matta och därmed ett unikt ventilationssystem där tusentals hål i honeycomb cellerna låter luften cirkulera och fukt att avdunsta, så att du sitter svalt och torrt. Produkten är lätt att sköta, tål maskintvätt 60° och torktumling.

StimuLITE On Top överdraget passar på alla sittdynor och är lätt att trä på. On Top överdraget är som alla StimuLITE produkter antibakteriellt, antifungal, hygienisk och luktfri efter tvätt.

#### StimuLITE On Top Överdrag

Art.nr.	Storlek	Art.nr.	Storlek	Art.nr.	Storlek	Art.nr.	Storlek	Art.nr.	Storlek
SOT1414	36x36 cm	SOT1616	41x41 cm	SOT1618	41x46 cm	SOT1818	46x46 cm	SOT2020	51x51 cm

Överdraget är töljbart plus/minus 2 cm. Passar dynor upp till 12 cm höjd. Tänk på att om din dyna har en djup sittgrop kan du behöva en större storlek.



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.



SVENSK MILJÖBAS



Samtliga StimuLITE produkter är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17  
442 40 KUNGÄLV  
Tel: 031-52 18 95  
Fax: 031-52 18 92

email: [goran@rehabshop.com](mailto:goran@rehabshop.com)  
[www.rehabshop.se](http://www.rehabshop.se)