

Bruksanvisning hygienöverdrag till Stimulite® madrasser

Detta överdrag, är både vattentätt och samtidigt andningsaktivt (ångpermeabelt). Det är det optimala hygienöverdraget till madrasser, kuddar och sängtäcken. Överdraget är framställt av ett slitstarkt och mjukt material som känns behagligt att ligga på samtidigt som det skapar ett sunt mikroklimat i sängen.

Materialet ger en skön temperatur och det prasslar inte eller blir skrynkligt, när man rör sig i sängen.

Det speciella vattentäta skiktet är andningsaktivt, vilket gör att svett avleds medan alla andra vätskor som t ex urin inte kan tränga igenom. Vattenånga transporteras bort och klimatutbytet mellan madrass och rumstemperatur avleder kroppstemperatur och besvärande svett undviks.

Materialet förhindrar utveckling av bakterier, kvalster och mögelsvamp.

Madrassöverdraget går därför utmärkt att använda för allergiker.

Skötselråd:

Tvättbar upp till 95° utan mjukmedel

Kan torkas av med icke klorbaserade desinfektionsmedel.

Kan steriliseras 134°/5 min

Kan Torktumlas med 120°

Innehållsförteckning

42% polyester

58% Polyuretan

Brand

Överdraget är brandtestat enligt EN533

Artikelnummer	Mått
COVIN3380	200x82,5x7 cm
COVIN3380B	200x82,5x12 cm
COVIN3380BH	200x82,5x19 cm
COVIN3480	200x85x7 cm
COVIN3480B	200x85x12 cm
COVIN3480BH	200x85x19 cm
COVIN3680	200x90x7 cm
COVIN3680B	200x90x12 cm
COVIN3680BH	200x90x19 cm
COVINBASSINET	39x80x50cm
COVINCRIB2448	60x120x5 cm
COVINCRIB2456	60x140x5 cm
COVINCRIB2752	68x130x5 cm
COVINCRIB2856	70x140x5 cm
COVINCRIB2863	60x160x5 cm

Lycka till med Din StimuLITE produkt!

Göran Sjödén Rehab Distribution AB
Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV
Tel 031-521895,
www.rehabshop.com, order@rehabshop.com

2018-06-20

