


StimulITE®


HONEYCOMB MATTA

Mångsidiga lösningar för tryckavlastning inom sitt och positionering




Stimulite Honeycomb mattor är flexibel och mångsidig och kan användas överallt där ökad tryckavlastning och luftventilation behövs. Några exempel är sittplatser, positioneringsanvändningar eller vid långvarig liggande, i formgjutna sitsar, vid badrumsanpassningar, eller för luftgenomsläppliga ryggstöd. Materialet är slitstarkt och kan skäras med värmekniv i vilken storlek som helst och följer alla former. KARBONELLER eller knutfäste kan limmas eller sys fast med en industriell symaskin.

För kroppsnära positioneringsytor kan man använda Stimulite Honeycomb matta med ensidig tygöverdrag, så att armen eller huvudet kan vila utan behov av extra stoppning.



Stimulite Honeycomb mattor passar utmärkt för att utöka tryckavlastning och komfort på sittmöbler såväl på kontoret, i hemmet eller för uteplatsmöbler. En tunn, tvåsidig öppna matta används gärna i sängkläder eller i hygienområde. Stimulite Honeycomb mattan är lätt att hålla ren. Till skillnad från många andra material, påverkas detta avancerade material inte av kroppsvätskor och är lukttresistent. Materialet kan maskintvättas i 60° och torktumlas. Kan också desinficeras med Virkon.

Är man extremt känslig mot tryck, finns Stimulite Honeycomb mattan nu också i extra mjukt utförande.



Supracor®

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.



Göran Sjödén Rehab Distribution AB


Bultgatan 17

442 40 KUNGÄLV



















Tel: 031-52 18 95 / Fax: 031-52 18 92

email: goran@rehabshop.com

www.rehabshop.se





	Höjd (cm):	Fästyta	Art.nr & storlek (cm)	Produktbeskrivning
	 1,25 cm tjock	Helt öppna celler, ingen fästyta	SBS-1: 60x60 cm SBS-1 90/60: 60x90 cm SBS-1/48: 60x120 cm	Ett lager celler, ingen fästyta. Används för sittytor, duschstol, toastol. Ger stabilitet genom ökad friktion
	 1,25 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	SBS-2: 60x60 cm SBS-2 90/60: 60x90 cm SBS-2/48: 60x120 cm	Ett lager celler, en fästyta, lätt att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och 5 har samma funktion, tjockare mattor ger mer tryckavlastning
	 1,25 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	SBS-2/XS: 60x60 cm	Ett lager extra mjuka celler för känslig hud. Samma funktion och tryckavlastning som SBS-2 mattan. Lägg gärna på mjuk underlag
	 1,25 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig tyg på andra sidan	SBS-3: 60x60 cm SBS-3 90/60: 60x90 cm SBS-3/48: 60x120 cm	Ett lager celler. Tyg på en sida eliminerar behovet av klädsel på arm och huvudstöd
	 1,70 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	SBS-4: 60x60 cm SBS-4 90/60: 60x90 cm SBS-4/48: 60x120 cm	Ett lager celler, en fästyta, lätt att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och 5 har samma funktion, tjockare mattor ger mer tryckavlastning
	 2,5 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	SBS-5: 60x60 cm SBS-5 90/60: 60x90 cm SBS-5/48: 60x120 cm	Ett lager celler, en fästyta, lätt att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och 5 har samma funktion, tjockare mattor ger mer tryckavlastning
	 2,5 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	SBS-5/XS: 60x60 cm	Ett lager extra mjuka celler för känslig hud. Samma funktion och tryckavlastning som SBS-5 mattan, lägg gärna på mjuk underlag
	 2,5 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	SBS-6: 60x60 cm	Två lager celler, ger bra tryckfördelning. Används för ryggstöd eller positionering, samt sittytor vid tyngre eller tryckkänsliga brukare
	 2,0 cm tjock	Inga öppna celler. Luftgenomsläpplig plastfilm på båda sidor	SBS-7: 60x60 cm	Ett lager celler, upplevs som den stummaste matta. Används för positioneringsinlägg för snett bäcken, scoliosuttag, förhöjningar m.m.