



StimuLITE®

ULLÖVERDRAG FÖR EXTRA KOMFORT



Ett fint och mysigt ull överdrag för Stimulite® sittdynor. Rekommenderas för att ge extra komfort för mycket känsliga och/eller lätt frusna användare. Ullfrottén består av fårull som vävs runt ett tänjbart polyester nät. Ullfrottén är luftgenomsläpplig och hjälper därför de perforerade bikakecellerna i Stimulite® dynan att avleda fukt och värme, så att användaren håller sig sval, torr och bekväm. Töjbar i längsriktning, naturligt andningsaktiv och lukt resistent.

Ull överdrag finns för alla Stimulite® sittdynmodeller i alla lagerförda storlekar. Ull överdraget för Contur dynor kommer med en tillhörande ficka framtill för förvaring av plånbok, nycklar, telefon, etc.

Stimulite®s ull överdrag kan tvättas i maskin, max. 45 °C med ulltvättmedel. Torktumlas i låg värme eller lufttorkas.

StimuLITE® Ullöverdrag			
Art. nr	Storlek	Art.nr.	Storlek
WPC1010	26x26 cm	WPC1516	38x41 cm
WPC1012	26x31 cm	WPC1518	38x46 cm
WPC1212	31x31 cm	WPC1616	41x41 cm
WPC1213	31x33 cm	WPC1618	41x46 cm
WPC1214	31x36 cm	WPC1717	43x43 cm
WPC1314	33x36 cm	WPC1818	46x46 cm
WPP1414	36x36 cm	WPC2016	51x41 cm
WPC1416	36x41 cm	WPC2018	51x46 cm
WPC1418	36x46 cm	WPC2020	51x51 cm



Supracor®

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alla StimuLITE® sittdynor är brandtestade och godkända enligt: ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
goran@rehabshop.com
www.rehabshop.com