

Beställningsguide Stimulite® Sittdynor

Alla Stimulite® sittdynor har ett artikelnummer enligt följande mönster:
Modellkod + storlekkod (+S för modeller med rund botten), tex SM1416 eller CDXS1517S

Vuxendynor: (max brukarvikt 130kg, CLBA max brukarvikt 360kg)

Modellkod	Modellnamn	Form sittyta	Höjd	Lagerförda Storlekar			
CD	= Contoured *	konturerad	h8 cm	1414	= b36 d36 cm	1720	= b43 d51 cm
CDBB	= Contoured Bredare Botten *	konturerad	h8 cm	1416	= b36 d41 cm	1816	= b46 d41 cm
CDXS	= Contoured Extra Mjuk (XS) *	konturerad	h8 cm	1418	= b36 d46 cm	1817	= b46 d43 cm
CDBBXS	= Contoured BB Extra Mjuk (XS) *	konturerad	h8 cm	1420	= b36 d51 cm	1818	= b46 d46 cm
SM	= Slimline *	konturerad	h6 cm	1516	= b38 d41 cm	1820	= b46 d51 cm
SMXS	= Slimline Extra Mjuk (XS) *	konturerad	h6 cm	1517	= b38 d43 cm	2016	= b51 d41 cm
CL	= Classic*	plan	h6 cm	1518	= b38 d46 cm	2018 ♦	= b51 d46 cm
CLXS	= Classic Extra Mjuk (XS)*	plan	h6 cm	1520	= b38 d51 cm	2020 ♦	= b51 d51 cm
SP	= Sport **	plan	h5 cm	1616	= b41 d41 cm	2218 °	= b56 d46 cm
SMRT	= Smart **	plan	h5 cm	1617	= b41 d43 cm	2220 °	= b56 d51 cm
SI	= Silver **	plan	h2,5 cm	1618	= b41 d46 cm	2222 °	= b56 d56 cm
CLBA	= Classic Bariatric **	plan	h7 cm	1620	= b41 d51 cm	2418 °	= b61 d46 cm
* = finns med plan eller rund botten				1716	= b43 d41 cm	2420 °	= b61 d51 cm
** = finns bara med plan botten				1717	= b43 d43 cm	2422 °	= b61 d56 cm
♦ = storlek finns i alla 130kg modeller och CLBA				1718	= b43 d46 cm	2424 °	= b61 d61 cm
° = storlek finns som lagervara bara i CLBA						2620 °	= b65 d51 cm

Andra storlekar kan fås på beställning

max storlek CL/CLXS: 2422 = b61 d56 cm plan botten, 2020 = b51 d51 cm rund botten

max storlek CLBA 3026 = b76 d66 cm

max storlek CD/CDXS/CDBB/CDBBXS 2220 = b56 d51 cm plan botten, 2020 = b51 d51 cm rund botten

max storlek SI/SM/SMXS/SMRT/SP 2020 = b51 d51 cm plan eller ev. rund botten

Barndynor: (max brukarvikt 50kg)

Modellkod	Modellnamn	Form sittyta	Höjd	Storlek			
PD	= Barndyna Corbee *	plan	h5 cm	1010	= b26 d26 cm	1314	= b33 d36 cm
PDCD	= Barndyna Contoured **	konturerad	h7 cm	1012	= b26 d31 cm	1414	= b36 d36 cm
*= finns med plan eller rund botten				1212	= b31 d31 cm	1416	= b36 d41 cm
** = finns bara med plan botten				1213	= b31 d33 cm	1616	= b41 d41 cm
max storlek PD 1616 = b41 d41 cm plan botten, 1516 = b38 d41 rund botten				1214	= b31 d36 cm		
max storlek PDCD 1416 = b36 d41 cm plan botten							

Inkontinensinlägg:

Modellkod	Modellnamn	Storlek					
IN	= Inkontinensinlägg	1010	= b26 d26 cm	1720	= b43 d51 cm		
Passar alla dynor, placeras under dynan i över draget, med vita sidan upp. Vätska dräneras genom dynan och tas upp i skyddet. Skyddet kan tvättas i tvättmaskin 95°.		1212	= b31 d31 cm	1816	Välj 1618		
		1414	= b36 d36 cm	1818	= b46 d46 cm		
		1515	= b38 d38 cm	2020	= b51 d51 cm		
		1518	= b38 d46 cm	2222	= b56 d56 cm		
		1616	= b41 d41 cm	2424	= b61 d61 cm		
		1618	= b41 d46 cm				

Beställningsguide Överdrag till Stimulite® Sittdynor

För varje Stimulite® sittdynmodell och storlek finns det extra överdrag att beställa.

Alla överdrag till Stimulite® sittdynor har en artikelnummer enligt följande mönster:

Överdragskod + Modellkod + storlekkod (+S om dynan har rund botten)

till exempel: COVCL1516, COVOUTCD2020 eller WCOVSM1718S

OBS! Se till att modell och storlekkoden för överdraget motsvarar dynan den ska användas till.

Överdragskod		Modellkod		Passar till
COV	= Corduraöverdrag	CD	= Contoured *	CD, CDXS, CDBB, CDBBXS
WCOV	= Ullöverdrag	CL	= Classic *	CL, CLXS
COVOUT	= Glidöverdrag	SM	= Slimline *	SM, SMXS
WPC	= Vattentät hätta	SI	= Silver **	SI
Tvättråd: COV: 40° , 60° 30min COVOUT: 40° , 60° 30min WCOV: 30° WPC: 60°		SMRT	= Smart **	SMRT, SP
		SP	= Sport **	SP, SMRT
		CLBA	= Classic Bariatric **	CLBA
		PD	= Barndyna Corbee *	PD
		PDCD	= Barndyna Contoured **	PDCD
			* = finns med plan eller rund botten	
		** = finns bara med plan botten		

Storleksguide ange Överdragskod + Modellkod + Storlekkod på dynan, t.ex. COVCD1416

Vattentät hätta: WPC + Storlekkod på dynan, passar till alla modeller



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alla StimuLITE® sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 och CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Backa Bergö g 14, Hisings Backa

Tel: 031-521895

email: goran@rehabshop.com

www.rehabshop.se