



Bäddmadrass Rosa

TRYCKAVLASTANDE BÄDDMADRASS



50-80 kg
Medium mjuk



Madrassen är tillverkade i ett visco-elastisk material som med sina öppna celler ger en naturlig tryckfördelning, effektiv avlastning och hög liggkomfort. De formar sig mjukt efter kroppens konturer och ger därmed maximal beröringsyta mellan patient och madrass. Materialet absorberar fukt och ger god ventilation av huden.

Materialet är antistatiskt och framkallar inga allergier. Madrasserna är lätta, funktionella och enkla att hantera. De kan maskintvättas i 95°C och torktumlas torra. De kan även ångsteriliseras. För att underlätta vid tvätt, blötlägg eller värm madrassen. Den bliver då mjuk och följsam och lättare att stoppa i en tvättmaskin. Madrasserna kan vikas eller rullas ihop och tar lite plats vid förvaring. Placera i sängen med profilerade sidan upp.

- SAFE ViscoPore skum •BMI 21-25
- Smärtstillande vid - brännskador, bencancer, fibromyalgi, hudcancer, hypermobilitet, muskelspänningar, infiltration / myalgi
- Terminalvård • Formar sig efter kroppen
- Tryckfördelning / Anti-decubitus upp til grad 3

Madrasserna är CE-märkta och, testade för antändlighet enligt EN 597- 1&2, EN 1021-1&2. 102,1

Överdragen är i COMFOR som består av polyester 105 g, PU 70 g. Andningsaktivt, elastiskt och antibakteriellt. Har tresidig dragkedja. Tvättbart 50 gånger i 95 grader. Desinfektion med klor eller sprit.

Bäddmadrass Rosa (levereras utan överdrag om inget annat anges)

Art. Nr.	Storlek	Hygienöverdrag	Hygien lakan
101.1	= 80x200x3 cm	102PGC.1M	101C.4 är ett lakan i comfor (PUR) som passar alla modeller storlek 200x140 cm
101.20085	= 85x200x3 cm	102PGC.20085M	
101.2	= 90x200x3 cm	102PGC.2M	
101.3	= 100x200x3 cm	102PGC.3M	
101.4	= 140x200x3 cm	102PGC.4M	

Max Brukarvikt: 80kg
Madrassvikt ca: 2,3-4,5 kg
Skumdensitet: 57 kg/m³